



**WI HOME
SURF +**

2

NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTISURFACES

Dégraissant désinfectant à action bactéricide
Formule riche en séquestrants utilisation
toutes duretés d'eau



1 sachet de 2 L = 133 pulvérisateurs de 500 ml

1  = 133 

> Utilisation

Nettoyant désinfectant multisurfaces.

> Mode d'emploi

Solution concentrée pour un usage professionnel avec un système de dosage automatique WI station.

Utilisation en dilution à 3 % ou 5 % selon l'action souhaitée, rincer à l'eau potable après utilisation.

> Composition

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles chlorures et agents de surface parmi d'autres.

> Caractéristiques

- Etat physique : Liquide.
- Couleur : Bleu
- Odeur : Caractéristique.
- pH direct : 12,5 +/- 0,5.
- Densité à 20 °C : 1,04 +/- 0,05.

> Propriétés microbiologiques

Evaluation d'activité **bactéricide et fongicide selon la norme EN 13697** (en dilution à 3 %), identification des souches d'essai :

- Pseudomonas aeruginosa DSMZ 939
- Escherichia coli DSMZ 682
- Staphylococcus aureus DSMZ 799
- Enterococcus hirae DSMZ 3320
- + Candida Albicans DSMZ 1386
- * Aspergillus niger DSMZ 1988

Virucide 14 476 (en dilution à 5 %), identification des souches d'essai :

- Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Coronavirus, Murine Norovirus

> Précautions d'emploi

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	2 L
Conditionnement	carton
Colis	2
Colis dimensions extérieurs (cm)	21 x 13 x 10 H
Poids brut	2,126 Kg
Code produit	132002

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-Lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE